

7 JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

Der **EVRF** muss einer jährlichen Überprüfung unterzogen werden, damit es die CE-KENNZEICHNUNG tragen darf. Bei dieser Überprüfung werden die Gerätefunktionen und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.

Dieses Kapitel betrifft das Wartungsheft des EVRF.

Überprüfung des Endes der Garantiezeit	
Datum für die durchzuführende Überprüfung	Prüfdatum:
Durchgeführte Kontrollen:	
<input type="checkbox"/> - Sichtprüfung und Reinigung des EVRF <input type="checkbox"/> - Sicherheitsüberprüfung <input type="checkbox"/> - Überprüfung der Steuerfunktionen <input type="checkbox"/> - Messung der Ausgangssignale <input type="checkbox"/> - Fußschalterprüfung <input type="checkbox"/> - Nadelhalterprüfung	
Ausgetauschte Bauteile:	
<input type="checkbox"/> - Nadelhalter <input type="checkbox"/> - Sonstige Bauteile:	
Name und Sichtvermerk des Prüfers	Name und Sichtvermerk des Kunden