

## 8. JÄHRLICHEN ÜBERPRÜFUNG

Der **Viridex RF** muss einer jährlichen Überprüfung unterzogen werden, damit er die CE-KENNZEICHNUNG tragen darf. Bei dieser Überprüfung werden die Gerätefunktionen und insbesondere die Sicherheitseinrichtungen kontrolliert.

Dieses Kapitel betrifft das Wartungsheft des Viridex RF.

<b>Überprüfung des Endes der Garantiezeit</b>	
<b>Datum für die durchzuführende Überprüfung:</b>	<b>Prüfdatum:</b>
<b>Durchgeführte Kontrollen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Sichtprüfung und Reinigung des Viridex RF</li> <li><input type="checkbox"/> - Sicherheitsüberprüfung</li> <li><input type="checkbox"/> - Überprüfung der Steuerfunktionen</li> <li><input type="checkbox"/> - Messung der Ausgangssignale</li> <li><input type="checkbox"/> - Fußschalterprüfung</li> <li><input type="checkbox"/> - Nadelhalterprüfung</li> </ul>	
<b>Ausgetauschte Bauteile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - Nadelhalter</li> <li><input type="checkbox"/> - Sonstige Bauteile: .....</li> <li>.....</li> </ul>	
<b>Name und Sichtvermerk des Prüfers</b>	<b>Name und Sichtvermerk des Kunden</b>

**Überprüfung 2. Jahr**